

WELLNESS
SUSTAV S
DVOSTRUKOM
TEHNOLOGIJOM

ELEKTRO-
AKUPUNKTURA
+
HYPERLIGHT

 Optički sustav ZC60-X®

 5 načina rada Red Hyperlight
tehnologije

 36 pozlaćenih iglica

 19 razina intenziteta
elektroakupunktura

Frellux™

OSJEĆAJ SE DOBRO. OSTANI DOBRO.



 zepter®



Frellux™

zepter®

OSJEĆAJ SE DOBRO OSTANI DOBRO

Frellux™ predstavlja **evoluciju u brizi za zdravlje**, objedinjujući **akupunkturu pomoću elektrofrekvencija (EF)**, tzv. **elektroakupunkturu**, i **frekvenciju crvenog Hyperlight svjetla (LF)** za **jednostavno, brzo i učinkovito** ublažavanje napetosti, svakodnevnih bolova i nelagode uz istodobno očuvanje **vitalnosti kože i poticanje regeneracije njezinih površinskih slojeva**.

Bilo kad. Bilo gdje.

Frellux™ nudi tri načina rada:



1. Elektroakupunktura

19 prilagodljivih razina intenziteta za ugodnije i individualno prilagođeno korištenje te različite dubine djelovanja




2. Stimulacija frekvencijom crvenog Hyperlight svjetla

5 posebno osmišljenih programa za različite primjene i razine osjetljivosti.



**3. Elektroakupunktura + frekvencije crvenog Hyperlight svjetla
(sinergijski način rada)**

Kombinirano djelovanje za sveobuhvatniji i pojačani učinak.



DVIJE FREKVENCije. DVA MEHANIZMA DJELOVANJA. JEDAN UREĐAJ.

OSJEĆAJ SE DOBRO. OSTANI DOBRO.


Jedno inteligentno rješenje
za opuštanje, cirkulaciju
i oporavak.



Frekvencija crvenog Hyperlight svjetla

ciljano prodire u tkivo kako bi potaknula mikrocirkulaciju i staničnu aktivnost. Povećavajući dotok kisika i hranjivih tvari, pomaže uravnotežiti biološki odgovor u područjima izloženima napetosti i opterećenju.

**Neinvazivno. Jednostavno.
Učinkovito.**



Elektroakupunktura

djeluje dublje unutar neuromuskularnog sustava te prati prirodne bioelektrične procese u tijelu. Pomaže opustiti napeta mišićna vlakna, pridonosi osjećaju neuromuskularne ugone i potiče brži, prirodni oporavak umornih područja.

OSJEĆAJ SE DOBRO. OSTANI DOBRO.

ELEKTROAKUPUNKTURA

Aktivirajte prirodnu mrežu bioelektričnih signala u tijelu
— nježno, precizno i učinkovito.

Frellux™ primjenom metode elektroakupunktura stimulira prirodnu **bioelektričnu komunikaciju tijela** putem **mreže od 36 pozlaćenih mikroiglica**. Široki, precizno dizajniran aplikator omogućuje ravnomjernu stimulaciju područja tretmana, potiče lokalnu cirkulaciju, pruža osjećaj opuštanja i ugone te pridonosi bržem oporavku.

Uz **19 podesivih razina intenziteta**, svaki se tretman može individualno prilagoditi — od iznimno nježnog do intenzivnijeg djelovanja — kako bi intenzitet bio usklađen s osobnim osjećajem ugone, a sam se tretman lako uklopio u svakodnevnu rutinu.



Mreža od 36 pozlaćenih iglica



19 podesivih razina
intenziteta



Široko područje
djelovanja



Nježna podrška cirkulaciji,
opuštanju i oporavku

Osjetite razliku. Upotrebljavajte Frellux™ svakodnevno za opuštanje, bolju pokretljivost i kvalitetniji život.

36 gold-coated micro-needle grid

Aktivna
elektroakupunktura



PREDNOSTI ELEKTROAKUPUNKTURE

OSJEĆAJ SE DOBRO. OSTANI DOBRO.

Akupunktura potiče lokalnu cirkulaciju i poboljšava opskrbu tkiva kisikom i hranjivim tvarima. Pomaže tijelu da se brže oslobodi napetosti i omogućuje umornim i napetim dijelovima dijela da povrate svoju funkcionalnost.

Potičući prirodnu komunikaciju između stanica, elektroakupunktura pridonosi osjećaju ugone, pomaže da kretanje bude lakše i ugodnije te vam omogućuje da se svakoga dana osjećate u svom najboljem izdanju.

**Jer kad tijelo bolje funkcionira,
bolje se i osjećate.**

- + **Ublažava napetost i stegnutost mišića**
- + **Smanjuje ukočenost, osobito nakon dugotrajnog sjedenja ili neaktivnosti**
- + **Ublažava svakodnevne bolove i osjećaj nelagode**
- + **Omogućuje lakše i ugodnije kretanje**
- + **Smanjuje osjećaj umora i težine u tijelu**
- + **Omogućuje brži oporavak nakon fizičkog napora**



OSJEĆAJ SE DOBRO. OSTANI DOBRO.

ZC60-X[®]

Tehnologija transformacije svjetla na kvantnoj razini

Od obične do strukturirane svjetlosti .

Svjetlost koja prolazi kroz optički sustav ZC60-X[®] pretvara se u jedinstveno strukturiran i hiperharmoniziran svjetlosni kompleks nazvan hipersvjetlost.

Unutar optičkog sustava ZC60-X[®] dolazi do reorganizacije ulazne svjetlosti u uređeniji i simetričniji oblik. Takvo strukturirano svjetlo odražava načela preciznosti, rezonancije i ravnoteže.

Nadahnuta rezonantnim načelom biomimikrije, strukturirana hipersvjetlost osmišljena je za nježno i učinkovito djelovanje na površinska tkiva i biomolekularne procese, pridonoseći osjećaju ugone, uspostavljanju ravnoteže i regeneraciji tkiva.



Strukturirano
svjetlo




Dizajn inspiriran
simetrijom



Načelo
biomimikrije

**Strukturirano svjetlo.
Uravnoteženo**





Frellux™

OSJEĆAJ SE DOBRO. OSTANI DOBRO.

STIMULACIJA FREKVENCIJOM CRVENOG HYPERLIGHT SVJETLA

Ciljano djelovanje hipersvjetlosti za oporavak, regeneraciju i osjećaj ugone.

Frellux™ upotrebljava valnu duljinu crvenog Hyperlight svjetla od **640–660 nm** koja putem **fotobiomodulacije** djeluje na kožu i površinska tkiva. Ovo svjetlo podupire prirodnu staničnu aktivnost i zdravu mikrocirkulaciju te poboljšava opskrbu površinskih slojeva kisikom i hranjivim tvarima.

Kao rezultat, pomaže umiriti osjetljiva ili nadražena područja, pridonosi opuštanju i osjećaju ugone te potiče oporavak nakon stresa ili naprezanja. Istodobno koži daje ujednačeniji ten, glađu teksturu i zdraviji izgled.

LF način rada nudi pet različitih programa — od kontinuiranog Hyperlight svjetla koje potiče cirkulaciju i doprinosi dubokoj relaksaciji tkiva do visokofrekventnog pulsirajućeg Hyperlight svjetla frekvencije do 8.000 Hz, osmišljenog za nježnu stimulaciju osjetljivih ili upaljenih područja bez stvaranja značajnijeg toplinskog opterećenja.



Potiče
mikrocirkulaciju



Pridonosi oporavku
& osjećaju ugone



Vraća
koži vitalnost



Poboljšava
opskrbu kisikom



5 INDIVIDUALNO PRILAGODLJIVIH HYPERLIGHT PROGRAMA

Odaberite program koji najbolje odgovara trenutnim potrebama – od postojanog do nježno pulsirajućeg Hyperlight

PROGRAM	FREKVENCIJA	KLJUČNE ZNAČAJKE	TIPIČNA PRIMJENA
1.	Kontinuirana	Snažno i kontinuirano svjetlo	Poticanje cirkulacije i ublažavanje ukočenosti
2.	10 Hz	Spori ritmički impulsi	Opuštanje mišića i osjećaj ugone
3.	600 Hz	Revitalizirajući impulsi	Poticanje cirkulacije i proizvodnje kolagena
4.	3000 Hz	Impulsi bez zagrijavanja	Osjetljivo ili reaktivno tkivo
5.	8000 Hz	Vrlo nježni impulsi	Ugoda u površinskim dijelovima kože i osjetljiva koža

**Pet načina rada. Jedan inteligentan
sustav stimulacije**

PREDNOSTI

CRVENOG HYPERLIGHT SVJETLA

- ⊕ Smanjuje ukočenost mišića
- ⊕ Ublažava lokaliziranu mišićno-koštanu nelagodu i pridonosi boljoj pokretljivosti
- ⊕ Umiruje područja sklona iritacijama i povećanoj osjetljivosti
- ⊕ Smiruje upaljena i nadražena područja
- ⊕ Podupire prirodne procese regeneracije tkiva
- ⊕ Poboljšava tonus i sjaj kože
- ⊕ Pomaže koži zadržati čvrstoću i elastičnost
- ⊕ Obnavlja kožu nakon utjecaja okolišnih čimbenika ili fizičkog stresa

Frellux™ je idealno prijenosno rješenje za ublažavanje tjelesne nelagode, opuštanje i revitalizaciju kože.



SIGURNA & ODGOVORNA UPORABA



Osmišljen za sigurnu, ugodnu i odgovornu svakodnevnu uporabu.

- ⌚ Za optimalne rezultate preporučuje se korištenje unaprijed postavljenog vremena tretmana od 10 minuta, nakon čega se uređaj automatski isključuje. Po potrebi, tretman se može prekinuti ručnim isključivanjem uređaja u bilo kojem trenutku.
- ⌚ Tijekom uporabe uređaj polako pomičite kružnim pokretima kako biste izbjegli lokalno pregrijavanje tijekom duljih tretmana i osigurali ravnomjernu raspodjelu energije pri tretiranju većih područja.
- ! **Izbjegavajte primjenu elektroakupunkture (EF):**
 - na otvorenim ranama te upaljenoj, nadraženoj ili oštećenoj koži
 - ako imate elektrostimulator srca ili drugi ugrađeni električni ili elektronički medicinski uređaj
 - tijekom trudnoće, osim uz savjet zdravstvenog stručnjaka
 - izravno na glavi, prednjem dijelu vrata (područje štitnjače) ili duž kralježnice
 - u slučaju aktivnog krvarenja, povećane sklonosti krvarenju ili poremećaja zgrušavanja krvi
- ! **Izbjegavajte primjenu stimulacije crvenim Hyperlight svjetlom (LF) u slučaju:**
 - poznate fotosenzitivnosti ili stanja povećane osjetljivosti na svjetlost
 - epilepsije ili povijesti epileptičkih napadaja

Ako imate zdravstvenih tegoba, podvrgavate se liječenju ili niste sigurni je li ovaj uređaj prikladan za vas, prije uporabe savjetujte se s kvalificiranim zdravstvenim stručnjakom.

Za potpune upute o sigurnoj uporabi uvijek se pridržavajte uputa priloženih uz uređaj.

OSJEĆAJ SE DOBRO. OSTANI DOBRO.



OSJEĆAJ SE DOBRO. OSTANI DOBRO.

Frellux™

1. Razine intenziteta elektroakupunkture: 1-19

2. Programi crvenog Hyperlight svjetla: 1-5

3. Stanje baterije

TEHNIČKI PODACI

Frellux™	AP-001
ZEMLJA PROIZVODNJE	Poljska
TEŽINA	250 g
VRIJEME PUNJENJA	3 sata
PODEŠAVANJE INTENZITETA IMPULSA	Da – od 1 do 19
PRIMJENA	NAJVIŠE 20 MINUTA U KONTINUITETU
UKUPNO VRIJEME RADA NAKON PUNJENJA	8 ciklusa × 10 min. uz pauzu od 3 minute
IZLAZNI NAPON	5,0 V DC
PUNJAČ	USB-C 5,0 V DC

zepter®

Frellux™



Tuttoluxo d.o.o.,
Radnička cesta 30, 10 000 Zagreb
besplatni telefon 0800 1444,
www.zepter.hr
zepinfo@zepter.hr

NARUČITE ODMAH
zepter.hr

